




Mirage SoftGel - Micro - Activa LT

Instructions d'utilisation du gabarit de mesure

Comment utiliser le gabarit de mesure :

1. Assurez-vous que le modèle est imprimé à l'échelle sur une feuille A4 (feuille d'impression).
2. Découpez le long de la ligne en pointillés.
3. Référez-vous au schéma sur le modèle pour déterminer la taille appropriée du coussin.



Contrôle de dimension d'échantillon

10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm 170 mm

La règle sert à des fins de redimensionnement.